

## 使用済み自己注射 回収針のペットボトルへの入れ方

### 1) 使用済み自己注射針

感染防止のため患者自らペットボトル（缶は不可）に入れて薬局に持ち込むよう周知をお願いいたします。



ペットボトルのキャップは  
セロテープなどで開封できないように止めておいてください。

### 2) 針内蔵自己注射針の廃棄方法

針内蔵のデバイスは感染リスクが低いため、下記のように薬局で作業していただいて構いません。  
作業の際は針刺しには十分注意をするようにしてください。



ペットボトルの上部に切り目を入れる



上部を開ける



使用済みの自己注射剤を入れる



切り口とキャップをテープで止める